

Label Point Ad[®]

ラベル印刷の即戦力 Ver 6.0

Label Point Ad

Ver 6.0


Copyright(c)2012 SAT



Takara Pac LTD.



Label Point Ad Ver6.0 は、各プリンタメーカーのドライバに対応しているソフトウェアです。業界と生産現場を知り尽くした先進の機能で簡単に美しいラベル印刷を実現します。



▲わかりやすいグラフィック表示。必要な操作はすべて、この編集ツールボタンでできます。ラベルをスピーディに作成します。




▲ メインメニュー 画面




◀ 日付設定

▼ カレンダーで簡単選択



包装容器:PP


ラベル台紙



▲ ラベルフォーマット作成、発行 画面
ビジュアル表示でイメージのまま印刷


◀ メンテナンス画面
大きさやスタイルは思いのままデザイン

CSVデータラベル発行



— CSVデータを選択 イメージ確認 でビジュアル発行 —


連動データ設定機能



— 連動データ機能によりデータ入力効率化を実現 —

文字機能	— デザイン機能 — 文字回転、縦書き、横書き、太字、斜字、 文字間、横縮小、複数行、文字色 — データ機能 — 連番設定、連動設定、日付設定、可変設定
バーコード機能	— バーコード種類 — UPC-A/E、JAN-8/13、 ITF-6/14/16/Free、NW7 Code39、Code128、カスタムバーコード — データ機能 — 連番設定、連動設定、可変設定
二次元コード機能	— 種類 — QR、PDF417、DataMatrix ECC200 — データ機能 — 連番設定、連動設定、可変設定
GS1-128機能	— データ機能 — 連番設定、日付設定

可変データラベル発行



— 可変するデータを入力しラベル発行 —

商品名: ◎◎◎◎ **特定保守管理医療機**
 GS1-128 **医療機器承認番号**
 100000001

 (01)34912345678905 (17)100630 (30)000300 (10)ABC001
 商品コード: 4912345678905
 ロットNo: ABC001

▲ GS1-128 Label

加熱食肉製品(加熱後包装) 要冷蔵

品名	XXX ベーコン(スライス)		
原材料名	豚肩肉・水あめ・食塩・卵たん白・植物性たん白・カゼインNa・リン酸塩(Na)・増粘多糖類・酸化防止剤(ビタミンC)・調味料(アミノ酸等)・くん液・香辛料・カルミン酸色素・発色剤(亜硫酸Na)		
品質保持期限	2013年11月18日		
内容量	200g	保存方法	10°C以下
製造者	(株) OOX食品 大阪府大阪市東淀川区瑞光3-9-28		

包装容器: PP
 ラベル台紙

▲ 品質表示ラベル

蛍光灯照明器具

品番 HHPFZ531 半導体式 高出力

13年製 070619

AMDK 100V
 消費電力 89W 50/60Hz
 ランプ 97W (1XFHD100)

50 Hz 入力電流 0.92A 二次電圧 400V

▲ 電気定格ラベル

■動作環境

OS: Windows Xp, Vista, 7, 10 対応
 Memory: 512MB 以上
 HDD: 200MB 以上
 1024 x 768 以上の表示設定

● Label Point Ad Ver6.0 を基盤としたオーダーメイドソフトウェアの受託開発を行っております。お客様独自のシステムを設計・開発して欲しいなどのご要望がありましたら、営業担当者まで相談ください。

●お問い合わせは